



### ערכת הסילונים



### הרכבה לבר

#### 1. הסר את הפילטר מקצה הברז



ברז בעל הברגה פנימית

ברז בעל הברגה חיצונית

#### 2. הברג את המחבר המתכתי של הסילונים לברז



\*במידה והברגת הברז יותר גדולה או יותר קטנה מהמתאם המצורף יש לפנות לשרות הלקוחות כדי לקבל מתאם אחר

#### 4. הכנס היטב את הצינורית לחיבור המהיר של המחבר המתכתי

#### 3. כדי לחבר את הצינורית לפייה, יש לחבר את התחתית לפייה



#### 6. כדי להפריד את הצינורית מהמחבר המתכתי לחץ עם שתי האצבעות על הלחצן הכחול ומשוך את הצינורית

#### 5. כדי לנתק את הצינורית מהפייה, יש להבריג החוצה את התחתית מהפייה

### שימוש בברז האמבטיה/המקלחת

במקרים בהם אין אפשרות להבריג את המחבר המתכתי לברז, ניתן לחברו לצינור המזלף של המקלחת/האמבטיה, באמצעות המתאמים 1 ו-2. לקבלת המתאמים, במידת הצורך, יש לפנות לשרות לקוחות.

- \*2 פרק מההברגה בקיר או מהברז את הצינור המחובר למזלף של המקלחת / האמבטיה
- הברג במקומו את מתאם 2 המוברג למחבר המתכתי
- חבר את קצה צינור המקלחת / האמבטיה למתאם 1
- חבר את קצה הצינורית הגמיש למחבר המתכתי והסילונים מוכנה לשימוש.



- אפשר להשתמש בסילונים גם כשנמצאים מחוץ לבית
- 1. לפרק את המזלף מצינור המקלחת
- 2. לפרק את התחתית מהפייה
- 3. לחבר את צינור המקלחת לפייה לפי השרטוט

### הוראות שימוש

#### הפעלת ברז הסילונים

- כשהידית לכיוון מטה המים זורמים בכיור.
- כשהידית מכוונת ל-90° המים זורמים לכיוון הפייה.



את עוצמת המים יש לווסת אך ורק על ידי ידי הברז הבייתי ולא על ידי ברז הסילונים.

#### שימוש מומלץ:

יש להחזיק את הפייה בתוך הפה הסגור. יש להעביר את הפייה על בסיס השיניים - למעלה, למטה מקדימה ומאחורה, כאשר היד השנייה מונחת כל הזמן על ידי הברז ושולטת על טמפ' המים, עוצמת הזרם והפסקתם.

### חשוב! אין להוציא את הפייה מהפה בזמן שהברז פתוח

במקרה של סתימת הפייה, יש להכניס מחט דקה לתוך חור הפייה.

#### אופן השימוש:



העבירו את פיית הסילונים על פני כל השיניים בזווית 45 מעלות (ביחס השיניים) כלפי מטה בלסת התחתונה בין הלסת לחיים (ראה תמונה 1) ובין הלשון ללסת (ראה תמונה 2) ובמקביל כלפי מעלה בלסת העליונה (ראה תמונות 3 ו-4) במשך השימוש בפיית הסילונים יש לווסת את זרימת המים ע"י הברז לפי הצורך.

### בקורב! חוספת קפסולת סילון - ג'ל



- פרק את תחתית הפייה מגוף הפייה
- אם קיים מסנן בגוף הפייה הוצא אותו לצמיתות
- הסר את נייר הכסף משתי קצוות הקפסולה
- הכנס את קפסולת הסילון - ג'ל לגוף הפייה והברג את תחתית הפייה בחזרה