



ערכת הסילונים



הרכבה לברז

1. הסר את הפילטר מקצה הברז שלך



אם הפילטר לא מתברג החוצה בצורה ידנית, יש לחבוק את שתי המגרעות השטוחות בתחתית הפילטר בעזרת מפתח שוודי ולהבריג את הפילטר החוצה

2. הברג את המחבר מתכתי הנשלף לברז שלך



*במידה והברגת הברז יותר גדולה או יותר קטנה מהמתאם המצורף יש לפנות לשרות הלקוחות כדי לקבל מתאם אחר

3. כדי לחבר את הצינורית למחבר מתכתי הנשלף, יש להכניס ולסובב בחצי סיבוב ימינה את הצינורית. בגמר השימוש, יש לסובב שמאלה את הקצה המתכתי של הצינורית, לנתק אותו מהברז ולתלות את הפייה עם הצינור על המתלה.



4. כדי לחבר את הצינור לפייה, יש להכניס ולסובב בחצי סיבוב ימינה את הקצה הקשיח של הצינורית לחיבור הפייה



חיבור לכל צינור מקלחת

- אפשר להשתמש בסילונים גם כשנמצאים מחוץ לבית
- לפרק את המזלף מצינור המקלחת
- לפרק את תחתית
- לחבר את צינור המקלחת לפייה לפי השרטוט



הוראות שימוש

שימוש מומלץ:
יש להחזיק את הפייה בתוך הפה הסגור. יש להעביר את הפייה על בסיס השיניים - למעלה, למטה מקדימה ומאחורה, כאשר היד השנייה מונחת כל הזמן על ידידת הברז ושולטת על טמפ' המים, עוצמת הזרם והפסקתם.
בגמר השימוש יש לסובב שמאלה (לנתק) את הקצה המתכתי המחוספס ולתלות את הפייה עם הצינורית.

חשוב! אין להוציא את הפייה מהפה בזמן שהברז פתוח

במקרה של סתימה של הפייה, יש להשתמש במחט דקה ולהכניס לתוך חור הפייה

אופן השימוש:



העבירו את פיית הסילונים על פני כל השיניים בזווית 45 מעלות (ביחס השיניים) כלפי מטה בלסת התחתונה בין הלסת ללחיים (ראה תמונה 1) ובין הלשון ללסת (ראה תמונה 2) ובמקביל כלפי מעלה בלסת העליונה (ראה תמונות 3 ו-4) במשך השימוש בפיית הסילונים יש לווסת את זרימת המים ע"י הברז לפי הצורך.

בקרוב! חוספת קפסולת סילון - ג'ל



- א. פרק את תחתית הפייה מגוף הפייה
- ב. אם קיים מסנן בגוף הפייה הוצא אותו לצמיתות
- ג. הסר את נייר הכסף משתי קצוות הקפסולה
- ד. הכנס את קפסולת הסילון - ג'ל לגוף הפייה והברג את תחתית הפייה בחזרה